



## Adaptar con Fomi\* una cuchara para dificultades en el agarre.

Se puede ver un vídeo de esta  
adaptación en  
<https://youtu.be/yr6EP6hvzMA>



Esta obra se publica bajo una  
[Licencia Creative Commons Atribución-  
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)

Fomi: goma EVA



## Adaptar con Fomi una cuchara para dificultades en el agarre.

### Breve descripción

Esta técnica sencilla facilita el agarre al engrosar el mango de cucharas, cepillos o cualquier otro elemento que se dificulte el agarre.

### Para quién se hizo y con qué objeto

Para todas las personas con problemas de agarre que se les dificulta coger una cuchara, un cepillo de dientes y otros elementos delgados

### Materiales y modo de funcionamiento

Fomi o espuma.  
Pegante.  
Cuchara o utensilio a adaptar.

### Proceso de elaboración

Simplemente se recorta un trozo de fomi largo para enrollar sobre la cuchara, de acuerdo al largo será el grosor, eso depende de la necesidad de cada usuario.

Ver vídeo con tutorial paso a paso:  
<https://youtu.be/yr6EP6hvzmA>

### Precauciones

Al lavar cuidado queda jabón por dentro entre los pliegues.

### **Autores y datos de contacto.**

Apellidos: Betancur Posada

Nombre: Felipe

Dirección: Carrera 41 \*\*\*

Ciudad: Medellín

País: Colombia

Teléfono: 3006000\*\*\*

Correo electrónico :

[contacto@todospodemosayudar.com](mailto:contacto@todospodemosayudar.com)

## Galería de imágenes.



Materiales necesarios.



Recorte de la tira de fomi.



Colocación de pegamento en la cuchara para empezar a enrollar el fomi.



Enrollado del fomi.



Mango engrosado con fomi.



Pegado del fomi enrollado.



La cuchara engrosada ya acabada.