



CAPA DE INVIERNO E IMPERMEABLE ADAPTADA A SILLA DE RUEDAS ELECTRICA.



Este obra se publica bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



CAPA DE INVIERNO E IMPERMEABLE ADAPTADA A SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA.

Breve descripción

Capa adaptada que permite una colocación fácil y rápida, aísla del frío y es impermeable. Cubre la silla de ruedas y a su ocupante.

Para quién se hizo y con qué objeto

Este material se hizo para un niño 9 años, con discapacidad sensoriomotora, usuario de silla de ruedas eléctrica, que necesita chaleco, apoyos laterales para control de tronco, reposacabezas y que no puede colaborar en el proceso de vestirse y desvestirse. El propósito es facilitar el uso de ropa de abrigo y evitar posibles lesiones a nivel de miembros superiores. Así mismo se evita el encorsetamiento que provoca el uso de un abrigo convencional.

Materiales y modo de funcionamiento

Para esta adaptación se necesita:

- trozo de tela de abrigo tipo forro polar y
- un trozo tipo impermeable,
- velcros y
- material de costura (tijeras, hilo, aguja, máquina de coser).

Proceso de elaboración

Para su elaboración se necesita un patrón, tomar medidas a la silla de ruedas, y tener en cuenta que debe ser más larga por delante que por detrás. Para cerrarla por delante se coloca una banda de velcros.

Se cosieron por separado la capa impermeable y la capa polar para dar más opciones de uso.

Se puso un ribete por todo el contorno de la capa

Como el mando de la silla está en la parte posterior se diseñó con aberturas para poder acceder a él con facilidad.

Precauciones

Se debe tener la precaución de que queden libres las ruedas.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Sánchez Verdú

Nombre: Juliana

Dirección: Barrio Canteros,1

Código Postal: 02420

Ciudad: Isso, Hellín, Albacete.

País: España

Teléfono: 669931890

Apellidos: Martínez Hernández

Nombre: Isabel

Dirección: C/ Arcipreste Sánchez González, N° 6,1ºD

Código Postal: 02400

Ciudad: Hellín, Albacete

País: España

Teléfono: 609657075

Correo electrónico: isamarher@gmail.com

Galería de imágenes



MEDIDAS A TOMAR EN LA SILLA DE RUEDAS.



PATRON DE CORTE.




VISTA ANTERIOR DE LA CAPA IMPERMEABLE.



VISTA POSTERIOR.



ABERTURAS PARA MANDO Y ASA DE LA SILLA EN LA PARTE POSTERIOR.



VISTA LATERAL.



VISTA POSTERIOR DE LA SILLA CON LA CAPA POLAR.



VISTA POSTERIOR DE LA SILLA CON LA CAPA IMPERMEABLE



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL.