

Hacemos tuyas
nuestras ideas.
Compártelas.

Tecnología de bajo coste
Adaptaciones elaboradas por usuarios
Recursos de libre acceso



Cepillo de dientes adaptado.

Puede verse un vídeo de esta
adaptación en

<http://bit.ly/1Ux3Dqc>



Esta obra se publica bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



Cepillo de dientes adaptado.

Breve descripción

Adaptación de un cepillo de dientes (manual, eléctrico o esponja) para realizar la higiene bucal de forma que al mismo tiempo que se limpian los dientes se aspiren las secreciones derivadas de esta limpieza.

Para quién se hizo y con qué objeto

El cepillo adaptado se hizo pensando en aquellas personas (niños y adultos) que tienen presentados diferentes grados de disfagia y/o sialorrea. Se hizo con un cepillo y un taladro.

Materiales y modo de funcionamiento

- 1.- Un cepillo o esponja de dientes.
- 2.- Una taladradora.
- 3.- Un aspirador de mucosidades.
- 4.- Diferentes tamaños de sonda.

Proceso de elaboración

Primero tenemos que perforar el cepillo o esponja y hacer un agujero de la medida de la sonda.

El **segundo** paso es introducir la sonda.

Fijar la sonda con la mano de manera que podamos cepillar y aspirar los dientes a la vez.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Bardés Baraldés

Nombre: Laia

Nombre: Nexe Fundación

Dirección: Calle Escorial 169 Bajos

Código Postal : 08024

Ciudad: Barcelona

País: España

Teléfono: 932853240

Correo electrónico : laiabardes@nexefundacio.org

Correo electrónico : baixcost@nexefundacio.org

Galería de imágenes



Imagen del niño utilizando el cepillo adaptado



Imagen del niño utilizando el cepillo adaptado



Material para hacer la adaptación: cepillo del niño, broca número 5 y taladro



Material: Aspirador de mucosidades



Material : Sonda para poder aspirar la saliva



Paso2: poner la sonda en el agujero y comprobar que va bien.



Paso3: comprobar que funciona



Paso 3: comprobar que funciona.