



Chaleco lastrado.



Este obra se publica bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



Chaleco lastrado.

Breve descripción

Chaleco de tela con lastres en los costados que tiene como función mejorar propiocepción, equilibrio y dar estabilidad a niños con discapacidad sensiomotora.

Para quién se hizo y con qué objeto

Se realizó para mi hijo de 5 años que tiene ataxia agravada con crisis epilépticas y con problemas de equilibrio y coordinación.

Con esta adaptación se pretende aumentar la estabilidad mejorando el equilibrio y la coordinación favoreciendo el nivel de autonomía en los desplazamientos.

Materiales

- Tela.
- Piezas de plomo.
- Útiles de costura: tijeras, hilo, aguja, máquina de coser.

Proceso de elaboración

1. Dibujé un patrón en papel con la forma de un chaleco y con las medidas del niño :
 - Ancho de espalda : de hombro a hombro,
 - Largo de espalda: desde cuello hasta cintura.
 - Contorno de cintura.

2.

Se corta el escote y la sisa por dónde introducir los brazos.

3.

Se coloca el patrón sobre la tela elegida y se corta teniendo en cuenta que hay que cortarlo dos veces. El chaleco debe ser doble ya que las piezas de plomo **deben quedar protegidas en la parte interna.**

4.

Se cosen las piezas de plomo (redondas con orificio en el centro, se compran en mercerías) en los costados, la cantidad que se ponga dependerá de las características del niño.

5.

Y para terminar se cose el bajo del chaleco con un ribete.

**Autores y datos
de contacto**

Apellidos: Sánchez Verdú

Nombre: Juliana

Dirección: Barrio Canteros,1

Código Postal : 02420

Ciudad: Isso, Hellín, Albacete.

País: España

Teléfono: 669931890

Correo electrónico: isamarher@gmail.com

Galería de imágenes.



Piezas de plomo con orificio para facilitar su costura.



Chaleco con las piezas de plomo superpuestas (solo para hacer fotografía) en los costados. Vista exterior.



Vista interior del chaleco con las piezas ya cosidas.
El chaleco es doble y las piezas se quedan en medio de las dos capas.



Utilizando el chaleco en bipedestación.



Utilizando el chaleco durante la deambulaci3n.