



Cubierto adaptado
individualizado con
pasta de hornear.



Cubierto adaptado individualizado con pasta de hornear

Breve descripción

Cubierto engrosado o doblado individualmente teniendo en cuenta las necesidades motoras y físicas de cada usuario.

Para quién se hizo y con qué objeto

Este cubierto se elaboró para personas con Parálisis cerebral y discapacidad intelectual. De esta manera se obtienen de una forma económica y personalizada cubiertos adaptados que favorecen su autonomía teniendo en cuenta sus características particulares.

Materiales y modo de funcionamiento

Los materiales necesarios son:

- Cubiertos.
- Tenazas.
- Pasta de hornear .

Proceso de elaboración

1. Moldear la pasta.
2. Cortar o doblar el cubierto si fuera necesario.
3. Colocar la pasta en el cubierto y darle forma alargada redondeada.

4. Colocar en la mano del usuario durante unos minutos para darle forma personalziada según sus características.
5. Hornear.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Sánchez, Del Pozo, Prieto, Martin

Nombre: Clara, Diego, Marta, Almudena

Dirección: ASPRONA VALLADOLID Fernández Ladreda
nº1 parcela 15

Código Postal : 47008

Ciudad: VALLADOLID

País: ESPAÑA

Teléfono: 9833475646

Fax: 983475608

Correo electrónico : terapiaocupacional@asprona-
valladolid.es

Galería de imágenes



Imagen en detalle del agarre de un tenedor adaptado con la pasta de hornear.