


Lavacabezas con desagüe.



Este obra se publica bajo una
[Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIguual 3.0 Unported.](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)



Lavacabezas con desagüe.

Breve descripción

Se trata de un lavacabezas hecho con una garrafa de plástico y un chorro de natación.

Se ha aprovechado el tapón de la garrafa para utilizarlo de desagüe. Así la realización de la actividad resulta más cómoda.

También se le puede acoplar un botecito para dispensar champú.

Para quién se hizo y con qué objeto

Se realizó en el curso de "Atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio" de la Agencia para el empleo del Ayuntamiento de Madrid.

Materiales y modo de funcionamiento

- Una garrafa de plástico,
- un chorro de goma de los de natación y
- silicona.

Proceso de elaboración

- 1.- Se corta la garrafa de forma trasversal aprovechando el tapón para hacer el desagüe.
- 2.- Se pega el chorro de goma con silicona por todo el borde, para aportar confortabilidad.

Precauciones

Que al utilizarlo tenga buena base para que no se vuelque.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Martín Bravo

Nombre: Elena

Dirección: C/ Federico Latorre ***

Código Postal : 28670

Población: Villaviciosa de Odón

Provincia: Madrid

País: España


Teléfono: 636312***

Correo electrónico : hellenmb@outlook.com

Galería de imágenes.



Imagen de lavacabezas para personas encamados o personas con movilidad reducida.



Es un bidón de plástico cortado de manera transversal preservando el orificio y tapón que luego se aprovechará como desagüe. Va protegido todo el borde con un chorro de natación que resulta un material blando y mullido, lo cual aporta confort a la hora de utilizarse.