

Cuchara adaptada con asa de garrafón



Cuchara adaptada con asa de garrafón

Breve descripción

Se trata de una cuchara con el mango adaptado, la adaptación esta realizada con el asa de un garrafón, la función principal es la facilitación de la prensión con la mano.

Para quién se hizo y con qué objeto

La adaptación se hizo para un adulto de 37 años de edad de nombre pepe (hermano de mi esposa), quien vive con parálisis cerebral con el fin de motivar en él cierta autonomía a la hora de la comida, además para su papá, que es quien lo cuida, era importante que pepe intentara colaborar en esta actividad ya que su edad avanzada le complica cada vez mas su cuidado.

Materiales y modo de funcionamiento

Los materiales utilizados son:

- Un garrafón de plástico con asa(como los usados para suavizantes de telas)
- Una cuchara común.
- Dos trocitos de unicel.
- Barras de silicón.

El funcionamiento de esta adaptación es muy simple, solo se trata de una estructura añadida a la cuchara que hace de envolvente en la mano, su finalidad es potenciar la mínima prensión que el

Proceso de elaboración

usuario presenta,

PASO 1

Tomaremos el garrafón de plástico y le cortaremos la sección que forma el asa. Es recomendable pulir con un trozo de papel de lija toda la orilla de la sección de asa que hemos cortado para eliminar posibles bordes filosos.




PASO 2

Después vamos a pegar con silicón caliente nuestros dos trocitos de unicel a cada uno de los lados del mango de la cuchara, además de usar unicel también podríamos utilizar trocitos de corcho, foamy, o incluso enrollar el mango de la cuchara con algún trozo de tela, ya que la finalidad de esto es evitar usar demasiado silicón caliente al rellenar espacios y fijar la cuchara con el asa, ya que esto podría causar mucho peso.



PASO 3

Posteriormente vamos a introducir el mango de la cuchara con los trocitos de unicel pegados, en el interior del asa.



PASO 4

Al introducir la cuchara en el interior del asa, se forman un par de espacios vacíos en los extremos, los debemos rellenar con silicón.



PASO 5

La adaptación de la cuchara está terminada, solo tendremos que lavarla con agua y jabón antes de usarla por primera vez.



PASO 6

Si se utiliza una cuchara plástica, incluso podemos calentarla un poco y con ello lograr algunos ángulos de inclinación.



Precauciones

Ninguna en especial, solamente al momento del armado mantener los cuidados pertinentes al manejar el pegamento de silicón caliente y pulir todos los bordes que podrían contener filos y causar cortaduras en manos o boca.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Zamorano Hernández

Nombre: Arturo

Dirección: Cerrada Corregidora No. 32 Colonia Ampliación Loma bonita, Ayotla Municipio de Ixtapaluca.

Código Postal : 56560

Ciudad: Estado de México

País: México

Teléfono: 55 41183253

Correo electrónico : di_zamorano@yahoo.com.mx

Galería de imágenes

