

Sujeción/anclaje silla de ruedas.





Sujeción/anclaje silla de ruedas.

Breve descripción

Modificación de un anclaje de fregona adaptándola a la puerta del coche para inmovilizar la silla de ruedas

Para quién se hizo y con qué objeto

Lo realicé para mi, para mantener la silla de ruedas anclada en la puerta del coche para que no se desplace en la transferencia y evitar caídas

Materiales utilizados

- Un anclaje de fregonas, cepillos...de los chinos.
- Dos chapas para fortalecer la base del anclaje.
- Un alambre para incrementar la presión de agarre.

Proceso de elaboración

- 1º. Se compra el anclaje fregonero.
- 2º. Se cortan dos chapas idénticas a la base del anclaje.
- 3º. Se atornillan con una chapa por dentro de la puerta y otra por fuera.
- 4º. Se hace un lazo de alambre fuerte para incrementar la presión que se quiera que haga el agarre en la barra de la silla.

Precauciones

No todos los coches tienen las puertas iguales.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Palacios Ruiz Santa Quiteria

Nombre: Manuel

Dirección: Avda. José Prat

Código Postal : 02008

Ciudad: Albacete

País: España

Teléfono: 676735***

Correo electrónico : mprsq@hotmail.es

Galería de imágenes



Vista de la adaptación y modo de funcionamiento.



Detalle del anclaje de fregona fijado a la puerta del coche.



Detalle de la fijación de la silla.



Vista de la posición de la silla respecto al coche.